

TEST LİSTESİ

Doküman No DNG.LS.17

Yayın Tarihi 1.07.2021

Revizyon No 1

Revizyon Tarihi 11.03.2026

Sayfa No 1/1

Test Kodu	Test Adı	Yöntem	Örnek Türü	Örnek Tüpü	Örnek Miktarı	Saklama Koşulları	Çalışma Günü	Çalışma/ Raporlama Süresi	Red Kriterleri
1	*Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum)	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
2	*Albümin (Serum)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz Lipemi
3	*Alkalen fosfataz	Kolorimetrik	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
4	*Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum)	Spektrofotomerik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre-	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
5	*Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum)	Spektrofotomerik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Bilirubinemi
6	*Beta-hCG	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 5 gün,2-8°C de 14 gün, -20°C de uzun süre	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
7	*Demir (Serum)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
8	*Bilirubin, direkt (Serum)	Diazo yöntemi	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
9	*Bilirubin, total (Serum)	Enzimatik Kolorimetrik	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz

10	*Estradiol (E2)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısı 1 gün, 2-8°C de 2 gün, -20°C de 6 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
11	*Ferritin (Serum)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Ertesi gün	_
12	*Fosfor (Serum)	Spektrofotomerik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz Lipemi Bilirubinemi
13	*Folikül Stimülan Hormon (FSH)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısı 5 gün, 2-8°C de 14 gün, -20°C de uzun süre	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
14	*Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum)	Enzimatik Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
15	*Glukoz (Serum)	Enzimatik UV	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
16	*İnsülin	ECLIA	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 3 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
17	*Kalsiyum (Serum/Plazma)	Fotometrik	Serum	Sarı	400 µl	4°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
18	*Kreatinin (Serum/Plazma)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, Daha uzun süre için dondurulur	Hergün çalışılır	Aynı gün	Hemoliz Lipemi Bilirubinemi
19	*Kolesterol (Serum/Plazma)	Enzimatik Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 7 gün, -20°C de 1 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Bilirubinemi
20	*Luteinizan Hormon (LH)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısı 5 gün, 2-8°C de 14 gün, -20°C de 6 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
21	*Magnezyum (Serum/Plazma)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	300 µl	2-8°C de 5 gün, -20°C de 6 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Lipemi Bilirubinemi

22	*Progesteron	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 1 gün,2-8°C de 5 gün, -20°C de 6 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
23	*Prolaktin	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 5 gün,2-8°C de 14 gün, -20°C de 6 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
24	*Protein (Serum/Plazma)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de bir gün, -70°C de 2 yıl	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Lipemi
25	*Testosteron Total	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 8 saat,2-8°C de 7 gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
26	*Trigliserid	Enzimatik Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 7 gün, -20°C de 1 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Bilirubinemi
27	*Tiroid Stimulan Hormon (TSH)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 8 gün,2-8°C de 14 gün, -20°C de uzun süre	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
28	*Tiroksin Serbest (FT4)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 5 gün,2-8°C de 7 gün, -20°C de 1 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
29	*Triiodotironin Serbest (FT3)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 5 gün,2-8°C de 7 gün, -20°C de 1 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
30	*Üre (Serum/Plazma)	Kinetik UV	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısında 1 gün, 2-8°C de 3 gün, -20°C de 3 ay	Hergün	Aynı gün	_
31	*Ürik asit (Serum/Plazma)	Enzimatik Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısında 1 gün, 2-8°C de 7 gün, -20°C de 3 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
32	*Vitamin B12	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 7 Gün, Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
33	25-Hidroksi Vitamin D	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 7 Gün, Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz

34	Amilaz (Serum)	Kinetik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	_
35	Anti HBs	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Hergün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi
36	Anti HCV	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter
37	Anti HIV 1/2 (ELISA)	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi
38	Anti Müllerian Hormon (AMH)	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısı 3 gün,2-8°C de 5 gün, -20°C de 6 ay	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
39	Antistreptolizin O (ASO)	Turbidimetrik	Serum	Sarı	300 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
40	Apse (Pü/Yara) Kültürü	Kültür	Sürüntü	Swap	N/A	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün	Her gün	2 gün sonra	
92	Balgam Kültürü	Kültür	Balgam	Steril Kap	NT	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün	Her gün	2 gün sonra	
90	Boğaz Kültürü	Kültür	Boğaz Sürüntü	Swap	N/A	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün	Her gün	2 gün sonra	
77	Brucella Aglütinasyon Testi (Wright)	Aglütinasyon	Serum	Sarı	400 µl	Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , İkter , kontaminasyon
76	Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal)	Aglutinasyon	Serum	Sarı	400 µl	Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , İkter , kontaminasyon
9	C reaktif protein (CRP)	Türbidimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz

58	CA 125	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün	Hergün	Aynı saat	Hemoliz
59	CA 15-3	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Hergün	Aynı saat	Hemoliz
60	CA 19-9	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün	Hergün	Aynı saat	Hemoliz
103	D-Dimer	Kolorimetrik	Plazma	Sitratlı Tüp	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 4 Gün Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranları, pıhtılı , hemolizli, lipemik ve ikterik numuneler
11	Demir bağlama kapasitesi	Kolorimetrik	Serum	Sarı	1 ml	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
55	Folat (Folik Asit)	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat, Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün, Dondurucu(- 20 °C) 28 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz
95	Gaita Kültürü	Kültür	Gaita	Gaita Kabı	10 Gram	Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 15 Gün	Her gün	2 gün sonra	
81	Gaita Mikroskobisi	Mikroskobi	Gaita	Gaita kabı	20 gr	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün	Her gün	Aynı gün	
80	Gaitada Gizli Kan	Kart Test	Gaita	Gait kabı	10 gr	Oda Isısı(20-25 °C) 5 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 5 Gün	Hergün	Aynı Gün	Steril olmayan ortamda gönderilen numuneler
82	Gaitada Parazit Aranması	Mikroskobi	Gaita	Gaita kabı	20 gr	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün	Her gün	Aynı gün	
16	Glike hemoglobin (Hb A1c)	Türbidimetrik	EDTA lı Tam Kan	Mor	2 ml	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	_

13	Glukoz (Postprandial 1 saat)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
14	Glukoz (Postprandial 2 saat)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
94	Gonokok Kültürü	Kültür	Sürüntü	Swap	N/A		Her gün	2 gün sonra	
65	HBs Ag	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün	Her gün	Aynı gün	aşırı hemoliz,lipemi , ikter
18	HDL kolesterol	Kolorimetrik	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Lipemi
84	Helicobacter Pylori Antijeni (Gaita)	Kart Test	Gaita	Gaita kabı	20 gr	Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün	Her gün	Aynı gün	
96	İDRAR KÜLTÜRÜ	Kültür	Orta idrar	İdrar Kabı	500 Mikrolitre	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün	Her gün	2 gün sonra	
85	İnfluenza Virus A+B Antijeni	Kart Test	Sürüntü	Swap			Her gün	Aynı gün	
41	Kan Grubu (ABO+RH tayini)	Hemaglutinasyon	EDTA'lı tam kan	Mor	2 ml	Oda ısısı 2 gün, 2-8°C 7 gün	Her gün	1 saat	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı , pıhtılı örnek
39	Kanama zamanı	Duke yöntemi	Parmak ucu ka				Her gün	1 saat sonra	
57	Karsinoembriyonik Antijen (CEA)	ECLIA	Serum	Sarı	1 mL	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün	Her gün	Aynı saat	Hemoliz
20	Klorür (Serum/Plazma)	ISE ,İNDİREK	Serum	Sarı	400 µl	Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Dondurularak saklanır.	Hergün	Aynı gün	Hemoliz

21	Kreatin kinaz (Serum/Plazma)	Kinetik	Serum	Sarı	400 µl	Oda ısısında 4-8 saat, 2-8°C de 2 gün, -20°C de 1 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
34	Kreatin kinaz-MB (Kütle)	Kinetik	Serum	Sarı	500 µl	Oda Isısı(20-25 °C) 5 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 12 Saat Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
26	Kreatinin (24 saatlik idrar)	Kinetik	24 Saatlik İdrar	İdrar Tüpü	10 ml	2-8°C de 1 gün, Daha uzun süre için dondurulur	Hergün	Aynı gün	_
19	Laktat dehidrogenaz (Serum/Plazma)	Kinetik	Serum	Sarı	300 µl	Oda ısısında 48 saat	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
104	LDL kolesterol (Direkt)	Kolorimetrik	Serum	Sarı	500 µl	_	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Bilirubinemi
38	Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)	Koagülometrik	Sitratlı Plazma	Mavi	2 ml	Oda ısısında 4 saat	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Pıhtılı olması, Uzun süre beklemiş örnekler, Uygun oranda alınmamış örnekler
40	Pıhtılaşma Zamanı	Duke yöntemi	Parmak ucu kan				Her gün	1 saat sonra	
28	Potasyum (Serum/Plazma)	ISE,indrekt	Serum	Sarı	500 µl	2-8°C de 72 saat, -20°C de 6 ay, -70°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
30	Protein (24 saatlik idrar)	Kolorimetrik	24 Saatlik İdrar	İdrar Tüpü	20 ml	2-8°C de 2 gün, -20°C de 6 ay, -70°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	_
37	Protrombin zamanı (PT, INR)	Koagülometrik	Sitratlı Plazma	Mavi	2 ml	Oda ısısında 4 saat	Hergün	Aynı gün	Hemoliz, Pıhtılı olması, Uzun süre beklemiş örnekler, Uygun oranda alınmamış örnekler
61	PSA Serbest	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
62	PSA Total	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Hergün	Aynı gün	Hemoliz

27	Romatoid faktör (RF)	Türbidemetrik	Serum	Sarı	300 µl	2-8°C de 2 gün, - 20°C de uzun süre	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
87	Rota-Adeno Virüs Antijeni (Gaita)	Kart Test	Gaita	Gaita kabı	20 gr	Oda Isısı(20-25 °C) 6 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün	Her gün	Aynı gün	
73	Rubella (Kızamıkçık) Antikoru IgG	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 5 Gün Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz , Lipemi, iktter , kontaminasyon
74	Rubella (Kızamıkçık) Antikoru IgM	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 21 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Her gün	Aynı gün	Hemoliz , Lipemi, iktter , kontaminasyon
36	Sedimentasyon (ESR)	Westergreen	Sitratlı Kan	Siyah	2 ml	Oda ısısında 8 saat	Hergün	Aynı gün	Hemoliz /Uygun oranda alınmamış örnekler
88	Selofan Bant Testi (Oksiyur Yumurtası Araştırılması)	Mikroskobi	Gaita	Gaita kabı	N/A		Her gün	Aynı gün	
68	Sitomegalovirus Antikoru (CMV) IgG (ELISA)	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 5 Gün Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , iktter ve kontaminasyon
69	Sitomegalovirus Antikoru (CMV) IgM (ELISA)	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 7 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 28 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , iktter ve kontaminasyon
33	Sodyum (Serum/Plazma)	ISE	Serum	Sarı	500 µl	Soğuk ortam	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
100	Sperm Kültürü	Kültür	Semen	Steril kap	NT	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün	Her gün	2 gün sonra	
89	Spermiyogram	Mikroskobi	Semen	Steril kap	NT	Oda Isısı(20-25 °C) 1 Saat	Her gün	Aynı gün	
86	Strep A Hızlı Testi	Kart Test	Sürüntü	Swap	N/A	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat Buzdolabı(2-8 °C) 2 Saat	Her gün	Aynı gün	

79	Tam İdrar Analizi	Fotometrik ve Mikroskopik İnceleme	Spot idrar	İdrar kabı	10 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün	Her gün	Aynı gün	Soğuk ortamda gönderilmemiş numuneler
35	Tam Kan Sayımı (Hemogram)	Hücre Sayımı	EDTAlı Tam Kan	Mor	2 ml	Oda ısısında 1 gün	Hergün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı , pıhtılı örnek
70	Toxoplazma Antikoru IgG	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün Oda Isısı(20-25 °C) 24 Saat	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , iktet, kontaminasyon
71	Toxoplazma Antikoru IgM	ELISA	Serum	Sarı	1 ml	Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 21 Gün Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemoliz,lipemi , iktet, kontaminasyon
107	Troponin T	ECLIA	Serum	Sarı	400 µl	2-8°C de 7 gün, -20°C de 1 ay	Hergün	Aynı gün	Hemoliz
97	Üretral Akıntı Kültürü	Kültür	Üretral Sürüntü	Swap	N/A	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün	Her gün	2 gün sonra	
98	Ürogenital Mycoplasma-Ureaplasma kültürü	Kültür	Servikal Sürüntü	Swap	N/A	Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat	Her gün	3 gün sonra	
99	Vajinal Kültür	Kültür	Vajinal/Servikal Sürüntü	Swap	N/A	Oda Isısı(20-25 °C) 2 Gün Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün	Her gün	2 gün sonra	
72	VDRL-RPR	ECLIA	Serum	Sarı	1 ml	5 gün (2-8°C)	Her gün	Aynı gün	